

VAC005005 Vacutex™ wondverband met snelle capillaire werking, 5x5cm, 2x2inch  
 VAC010010 Vacutex™, wondverband met snelle capillaire werking, 10x10cm, 4x4 inch  
 VAC010015 Vacutex™, wondverband met snelle capillaire werking, 10x15cm, 4x6 inch  
 VAC010020 Vacutex™, wondverband met snelle capillaire werking, 10x20cm, 4x8 inch  
 VAC010100 Vacutex™ wondverband met snelle capillaire werking, rol, 10x100cm, 4x40 inch  
 VAC001040 Vacutex™ wondverband met snelle capillaire werking, drain, 1x40cm, 0.4x16 inch

### Bevordert de genezing door het zuurstofgehalte te verbeteren en exsudaat en oedeem in en rond moeilijk te genezen wonden te verminderen

#### Beoogd Gebruik

Vacutex™ wondverband met snelle capillaire werking, drain en rol, dient als behandeling voor matig tot sterk exsuderende wonden, wonden met dik aanhangend slijm, diepe, onregelmatige of kraterwonden of moeilijk bereikbare wonden, inclusief etterende, necrotische wonden en tunnel-/sinuswonden.

Klinische indicaties voor Vacutex™ zijn diabetische ulcera, veneuze beenulcera, drukulcera en acute, gesloten of chirurgische wonden met oedeemproblemen.

#### Beschrijvingen

Vacutex™ wondverbanden met snelle capillaire werking bestaan uit een mengeling van elementen uit polyester en katoen in drie lagen die samen worden geweven volgens gepatenteerde specificaties. Vacutex™ trekt en absorbeert slijm, necrotisch weefsel en exsudaat uit de wond naar de middelste laag van het verband. Wanneer de middelste laag verzadigd is, wordt het overtollige vocht van de wond afgevoerd naar de derde laag. Vacutex™ bevordert een snelle capillaire werking op de wondoppervlakken, waardoor overtollig wondexsudaat/ interstitieel vocht effectief wordt geabsorbeerd, afgevoerd en van het wondbed verwijderd.

Vacutex™ werkt door het (met bacteriën belast) exsudaat weg te trekken en af te voeren uit het wondbed, waardoor de wond van binnenuit kan genezen. Het is een eenvoudig, uniek en innovatief primair wondverband dat de wond bedekt, met veel mogelijkheden voor een breed scala aan wonden.

#### Klinisch voordeel

Wondverbanden met capillaire werking zijn vooral nuttig bij matig of sterk exsuderende wonden, waarbij het slijm dik en vet kan zijn. In dergelijke gevallen moet overtollig wondvocht of exsudaat uit de wond verwijderd worden terwijl de wond tegelijkertijd voldoende vochtig moet blijven voor het wondgenezingsproces. In dergelijke gevallen is het nodig overtollig wondvocht of exsudaat uit de wond te verwijderen met behoud van voldoende vocht voor het wondgenezingsproces. Wonden die onregelmatig gevormd, diep of geïrodeerd zijn of zich bevinden op moeilijk te behandelen plaatsen op het lichaam, kunnen complexer zijn in hun behandeling. Vacutex™ combineert een multidirectioneel, versneld capillair verband met een drainerende werking, ontworpen om moeilijk te genezen wonden met matig of veel exsudaat en slijm te behandelen.

#### Contra-indicaties

Niet gebruiken bij arteriële bloedingen, dynamische vasculaire schimmelwonden of hevig bloedende wonden.

Bij ernstig geïnfecteerde wonden: gebruik een goede antimicrobiële behandeling alvorens Vacutex™ op de wond aan te brengen.

#### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Vacutex™ is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.
- Vacutex™ is geen implanteerbaar hulpmiddel.
- Niet hergebruiken.
- Gebruik Vacutex™ niet indien de verpakking van de zak beschadigd is.
- Vacutex™ is een weinig klevend verband, maar het wordt klevend als de wond niet langer vochtig is.
- Vacutex™ mag niet rechtstreeks op droge necrotische wonden en in wonden met weinig exsudatie worden gebruikt, omdat het in deze gevallen aan het wondbed kan kleven en de eigenschappen van capillair transport niet relevant zijn voor het vochniveau in de

wond.

- Vacutex™ mag niet worden gebruikt in combinatie met dikke of vaseline gebaseerde gels of verbanden omdat deze stoffen de microcapillaire kanalen blokkeren.
- Gebruik Vacutex™ uiterst voorzichtig bij wonden waar bot en/of pees blootliggen en breng een niet-hechtende contactlaag aan.
- Gebruik nooit occlusief verband of folie boven op het Vacutex™ verband, dit veroorzaakt maceratie rond de wond.
- De aanbevolen draagtijd van het verband is maximaal drie dagen.
- Het verband bevat geen additieven (of nanodeeltjes) noch geneesmiddelen en veroorzaakt geen bekende bijwerking.

#### Procedure voor Gebruik

- Vacutex™ kan aan beide zijden worden aangebracht.
- Er is geen goede of verkeerde kant.
- Zodra het verband in contact komt met het exsudaat in de wond, wordt Vacutex™ unidirectioneel.
- Er kunnen meerdere lagen worden aangebracht, afhankelijk van de diepte van de wond en het volume van het exsudaat.
- Direct contact met het wondbed is essentieel.
- Kan op maat worden geknipt en gevormd om exact aan de behoeften van elke wond te voldoen.
- Gebruik altijd een scherpe schaar bij het knippen en knip vervolgens op maat zodat het binnen het wondbed past, waarbij 2 tot 3 mm overblijft tussen de rand van het verband en de wondrand.
- Stapel in diepere wonden voldoende lagen Vacutex™ op tot het niveau van de omliggende huid.
- Dek vervolgens af met een laatste laag Vacutex™ over het volledige wondgebied, waarbij de wondranden worden bedekt.
- Fixeer met een eenvoudig, niet occlusief fixatieverband.
- Leg, afhankelijk van de vochtigheid van de wond, een (super) absorberend verband boven op het Vacutex™ wondverband om exsudaat op te slaan.
- Bij verzadiging van het (super) absorberende verband, legt u een nieuw verband boven op het Vacutex™ verband. Laat het Vacutex™ verband maximaal 3 dagen zitten.
- Gebruik geen niet-hechtende vette contactlaag of crème met vaselinedeeltjes of vet op de wonde, omdat deze de capillaire kanalen van het verband kunnen afsluiten en zo de functionaliteit ervan verminderen.
- Bij infecties in diepe wonden zal de snelle capillaire werking helpen infecties uit het diepe weefsel te trekken.
- Aanvankelijk kan dit leiden tot wat een groter wondbed lijkt.
- Naarmate echter de capillaire werking doorwerkt, zal het wondbed er beter uitzien.
- Combineer Vacutex™ altijd met een antimicrobiële behandeling bij geïnfecteerde wonden om de impact van het verband te vergroten.
- Vertel de patiënt dat hij of zij de eerste paar dagen na het aanbrengen van het verband een licht trekkend gevoel kan hebben door de sterke zuigkracht van het verband.
- Leg vast met een niet occlusief folieverband of zwachtel.

#### Snelle gids >

#### Bijwerkingen

Klanten moeten contact opnemen met de vertegenwoordiger van Protex Healthcare voor elk ongewenst voorval of ernstig incident dat zich voordoet met betrekking tot dit hulpmiddel.

PATENTED PRODUCT VCSTIFUA.002  
 Dec 2023

Protex Healthcare NV,  
 Blommestraat 2,  
 8800 Roeselare, Belgium  
 www.protexhealthcare.com  
 info@protexhealthcare.com

